

Pus

1. Intérêt

Cet examen permet la détection d'une infection locale.

2. Préalablement

Réaliser le prélèvement avant toute application d'antibiotique ou de soins locaux ou d'antibiothérapie si possible.

3. Prélèvements

- Mettre des gants ;
- Passer un écouvillon ESwab bouchon rose au niveau de la zone à prélever face à une plaie ouverte
- Face à une collection fermée et localement inflammée, désinfecter largement, la percer à l'aide d'une aiguille ou d'un scalpel stérile pour récupérer la sérosité ou le pus qui s'écoule de la collection à l'aide d'un écouvillon ESwab bouchon rose.
- Plonger l'écouvillon dans le milieu de transport et bien le décharger
- Identifier l'échantillon avec Nom / Prénom / Date de naissance et préciser le site de prélèvement

4. Conservation et acheminement

Conservation à température ambiante, acheminement au laboratoire dès le recueil réalisé.